


Go Wireless Ladestation GW-CRG

Mit einer Go Wireless Ladestation können Sie bis zu acht Go Wireless Elektrodenverstärker oder andere Go Wireless Geräte gleichzeitig laden.

Ladevorgang

Der Ladestatus wird mit der blauen LED angezeigt. Solange sie leuchtet, wird geladen; der Ladevorgang ist beendet, wenn sie erlischt.



Go Wireless Ladestation

Unterstützte Geräte

- Go Wireless Temp
- Go Wireless pH
- Go Wireless Elektrodenverstärker
- Go Wireless Link

Ersatzteile und Zubehör

- Go Wireless Ladekabel (GW-CB)
- Go Wireless Ladestation (GW-CRG) für bis zu acht Geräte
- Go Wireless Batterie (GW-BAT-100)
- Go Wireless pH (nur Elektrode) (GW-PH-BNC)
- Go Wireless pH (ohne Ladekabel) (GW-PH-NP)

Gewährleistung

Vernier gibt auf dieses Produkt fünf Jahre Garantie ab dem Tag der Auslieferung an den Kunden. Die Garantie ist beschränkt auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Herstellung. Fehler durch falsche Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen.



Im Alleinvertrieb von

heutink.technik

Sitz Adresse:
Heutink Technische Medien GmbH
Brüsseler Str. 1a
49124 Georgsmarienhütte
info@heutink-technik.de

Postanschrift:
Heutink Technische Medien GmbH
Industriepark 14
7021 BL Zelhem
info@heutink.com

Stand 27. Mai 2016